



WL 19 Probe Cleanser

AA

Para el lavado en analizadores hematológicos diferenciales

APLICACIONES

WL 19 Probe Cleanser AA es una solución alcalina de limpieza para uso en analizadores hematológicos diferenciales Wiener lab. Counter 19 y Wiener lab. Counter 19 CP.

REACTIVOS PROVISTOS

WL 19 Probe Cleanser AA: solución conteniendo hipoclorito de sodio < 100 g/l e hidróxido de sodio < 100 g/l.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Para su uso, seguir las instrucciones indicadas en el manual de operaciones del analizador.

PRECAUCIONES

El Reactivo Provisto es para uso diagnóstico "in vitro". No inhalar ni ingerir. En caso de inhalación o ingestión, consultar al médico.

El reactivo es irritante. R36/38: irrita los ojos y la piel. S26/28: en caso de contacto con la piel y los ojos, lávense inmediatamente con abundante agua y acúdase a un médico.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

WL 19 Probe Cleanser AA: estable a temperatura entre 2-30°C hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. Se recomienda mantener el envase cerrado cuando no esté en uso. Descartar envases abiertos transcurridos 60 días.

PRESENTACION

- frasco x 20 ml (Cód. 1474514)

SIMBOLOS

Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.

CE Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"

EC REP Representante autorizado en la Comunidad Europea

MD Uso diagnóstico "in vitro"

Σ Contenido suficiente para <n> ensayos

⏰ Fecha de caducidad

↓ Límite de temperatura (conservar a)

❄ No congelar

☣ Riesgo biológico

→ Volumen después de la reconstitución

Cont. Contenido

LOT Número de lote

🏭 Elaborado por:

Xn Nocivo

☹ Corrosivo / Caústico

XI Irritante

📖 Consultar instrucciones de uso

Calibr. Calibrador

CONTROL Control

CONTROL+ Control Positivo

CONTROL- Control Negativo

REF Número de catálogo

🏭 Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
<http://www.wiener-lab.com.ar>
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola
Bioquímica
Producto Autorizado A.N.M.A.T.
PM-1102-33



Wiener lab.

2000 Rosario - Argentina

867022550 / 01 Pág. 1 de 2